

ДЕЛИТЕЛЬ ЖЕЛОБЧАТЫЙ ДП 5, ДП 10, ДП 15, ДП 20, ДП 25, ДП 37,5, ДП 50

Руководство по эксплуатации

ВТ-1205.00.000 РЭ

ВТ-1206.00.000 РЭ

ВТ-1207.00.000 РЭ

ВТ-1209.00.000 РЭ

ВТ-1211.00.000 РЭ

ВТ-1212.00.000 РЭ

ВТ-1213.00.000 РЭ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: vt.pro-solution.ru | эл. почта: vts@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Содержание

Введение	3
1 Описание и работа изделия	4
1.1 Назначение изделия	4
1.2 Технические характеристики	4
1.3 Состав изделия	5
1.4. Устройство и работа	5
1.4.1 Устройство изделия	5
1.4.2 Работа изделия	5
2. Использование изделия	5
3. Техническое обслуживание	6
4 Утилизация	6

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – «РЭ») предназначено для изучения изделия и содержит описание устройства, принцип действия и технические характеристики Делителей желобчатых (далее – «Делитель»). Фирма выпускает несколько типоразмеров изделия, конструкция которых не отличается друг от друга, поэтому составлено единое Руководство по эксплуатации для всех типоразмеров. Технические характеристики Делителей приведены в таблице 1.

1. Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия

Делитель предназначен для деления проб сыпучих материалов или пыли, выполняемого при сокращении пробы, на две равновеликие по массе и равноценные по содержанию составляющие части.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1

№ п.п.	МОДЕЛЬ ПАРАМЕТР	ДП 5	ДП 10	ДП 15	ДП 20	ДП 25	ДП 37,5	ДП 50
1	Ширина желобков, мм	5	10	15	20	25	37,5	50
2	Крупность исходного материала, мм, не более	1,5	3	5	6,5	8	12,5	16,5
3	Кол-во желобков	20	16			20	14	10
4	Полный/ полезный объем пробосборников, дм ³	3x0,77/ 3x0,5	3x1,2/ 3x0,78	3x4,8/ 3x3,1	3x9,6/ 3x6,3	3x17,5/ 3x12,5		
5	Габаритные размеры с двумя пробосборниками, мм (Длина x Ширина x Высота)	247x161x 223	247x218x 223	363x299x 343	410x382x 399	600x495x400		
6	Габаритные размеры третьего пробосборника, мм (Длина x Ширина x Высота)	125x112x 127	170x125x 130	250x181x 175	330x205x 230	510x245x248		
7	Масса с тремя пробосборниками, кг	3,5	4,8	9,4	13,0	25,2	24,2	24
8	Материал желобков, пробоприемников	08X18N10T (AISI 304)						

Примечание:

Деление проб влажных, жирных, липких, склонных к агломерации и подобных материалов затруднено, отдельных - невозможно.

Возможность и эффективность деления проб определяется опытным путем

1.3 Состав изделия

Таблица 2

№ п/п	Составные части	Количество, шт.
1	2	3
1	Делитель желобчатый	1
2	Пробосборник	3
2	Тара	По условиям заказа
Документация		
1	Руководство по эксплуатации	1
2	Формуляр	1

1.4. Устройство и работа

1.4.1 Устройство изделия

Общий вид Делителя показан на Рис. 1. Основной частью Делителя является делительный блок 1. Снизу под делительный блок 1 устанавливается два пробосборника 2, которые плотно прилегают к боковинам делительного блока. На делительном блоке располагается шильдик предприятия-изготовителя 3. Устойчивое расположение делительного блока на горизонтальной поверхности обеспечивается четырьмя опорами 4.

Устройство делительного блока показано на Рис. 2. Блок набирается из пластин 5, разделенных вставками 6 и втулками 7. Взаимное расположение вставок и втулок чередуется из ряда в ряд. По краям пакет замыкается стенками 8. К стенкам 8 прилегают опоры 9, между которыми расположены боковины 10. Сформированный пакет надет на четыре (три для ДП 5 и ДП 10) шпильки 11 и сжат с двух сторон гайками 12. Пластины 5 вместе с верхними поверхностями вставок 6 образуют желобки, направленные попеременно в противоположные стороны от оси блока.

В комплект поставки Делителя входит третий пробосборник 2.

Изделие (за исключением стойки 9 Рис. 2) выполнено из нержавеющей стали.

1.4.2 Работа изделия

Проба, подлежащая делению, засыпается в свободный пробосборник (не вставленный под делительный блок); пробосборник с пробой опрокидывается в приемную горловину. При этом проба высыпается (или выливается) в бункер и через желобки равномерно разделяется по пробосборникам. Поскольку делительный блок закрыт с боковых сторон стенками, выделение пыли минимально.

2. Использование изделия

2.1. Установите Делитель горизонтально на ровной поверхности, вставьте два пу-

стых и чистых пробосборника.

2.2. Засыпьте пробу, подлежащую сокращению, в свободный пробосборник, стараясь распределить ее равномерно по ширине пробосборника.

2.3. Вставьте пробосборник с пробой в горловину делительного блока и аккуратно опрокиньте его.

2.4. При необходимости дальнейшего деления разделенной пробы выньте пробосборник с разделенной пробой, установите пустой пробосборник на его место, повторите п. 2.3. Таким образом в одном пробосборнике будет находиться 1/4 от начальной пробы, в другом – 3/4. Повторять п.п. 2.3 и 2.4 до получения необходимой пропорции деления.

2.5. Выньте пробосборники с разделенной пробой и отправьте обе части на дальнейшую обработку, после чего очистите пробосборники.

2.6. Вставьте пустые пробосборники на свои места. После этого процесс можно повторить.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать Делитель для проб, имеющих крупность материала, превышающую указанную в таблице 1, во избежание повреждения изделия в результате заклинивания частиц материала между листами делительного блока.

3. Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание включает в себя очистку или промывку Делителя в случае необходимости.

3.2 Техническое обслуживание не включает в себя разборку делительного блока; отворачивание гаек 12 (Рис. 2) может привести к потере целостности Делительного блока, сборка которого производится квалифицированными специалистами с применением специальной технологической оснастки.

4. Утилизация

Утилизация изделия производится методом его полной разборки и сдачи составных частей на металлолом. В составе изделия содержится нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь отделяется разборкой изделия.

Составных частей, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы, Делитель не содержит.

ООО «ВИБРОТЕХНИК» постоянно совершенствует свои изделия, поэтому конструкция поставленного Делителя может иметь отличия от описанной в руководстве по эксплуатации, не снижающие потребительские качества.




Рис. 1 Делитель желобчатый

1 – Блок Делительный, 2 – Пробосборник, 3 – Шильдик,
4 – Опора, S – ширина желобка




Рис. 2 Блок Делительный

5 - Пластина, 6 - Вставка, 7 - Втулка, 8 - Стенка, 9 - Стойка,
10 - Боковина, 11 - Шпилька, 12 - Гайка